



## ESPAÑOL

1. Siempre ponerse guantes durante el procedimiento de inserción. Abra el paquete y saque el NIO. Asegúrese de que el NIO está libre de todas las piezas de embalaje.

2. Seleccione uno de los sitios de inyección siguientes:

**2A. Sitio primario para la inserción intraósea: Tibia proximal**  
Aproximadamente a 1 pulgada o 2 cm de la zona medial y 1/2 pulgada ó 1 cm proximalmente a la tuberosidad tibial.

**2B. Sitio secundario para la inserción intraósea: Cabeza del húmero**

Acerca la mano del paciente a su cuerpo y localizar la tuberosidad mayor al lado de la cabeza del húmero.

NOTA: Para prevenir la extracción accidental del dispositivo, inmovilice el brazo del paciente cuando el procedimiento se complete.

3. Desinfecte la piel en el sitio de la inserción siguiendo los protocolos institucionales. Tenga en cuenta que este es un procedimiento a dos manos. Coloque su mano no dominante en los puntos texturizados situados en la parte inferior del NIO y positione el NIO en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel en el sitio de la inserción. La mano no dominante debe mantener esta posición durante todo este procedimiento.

4. Desbloquee el NIO girando el pulsador del émbolo 90 grados en cualquier dirección.

5. Coloque la palma de su mano dominante sobre el pulsador del émbolo. Presione el dispositivo contra la piel del paciente y mantenga la presión hacia abajo. Mientras presiona hacia abajo sobre el pulsador del émbolo, tire de los rebordes de sujeción de la jeringa hacia arriba. Esta acción hace que el dispositivo se active.

6. Tire suavemente del NIO hacia arriba con un movimiento de rotación mientras sujetla la base del estabilizador de la aguja contra el sitio de inserción.

7. Mientras sostiene el estabilizador de la aguja y la cánula en su lugar, retire el estilete tirando hacia arriba(puede ser necesario rotarlo). La ranura en el extremo distal del NIO puede utilizarse para ayudar a retirar el estilete de la cánula. Coloque el estilete en el contenedor de riesgo biológico apropiado.

8. Conecte una jeringa y confirme el ajuste seguro. Si lo desea, aspire médula ósea. Siempre confirme la colocación correcta de la aguja mediante el lavado con hasta 20 cc de líquido o según su protocolo. Se recomienda utilizar la fijación NIO para fijar el estabilizador NIO. (A) Conecte un sistema estándar para infusión(B). Cubra el sitio de inserción con un vendaje occlusivo estéril.

9. Instrucciones para quitar el dispositivo: Extraiga el estabilizador de la aguja y la cánula girando y tirando verticalmente. Deseche los componentes retirados en un contenedor de riesgo biológico apropiado. Cubra el sitio de inserción con un vendaje occlusivo estéril.

**DISEÑO DEL NIO** El NIO es un dispositivo IO semi-automático, de uso único, accionado por resorte, con doble mecanismo de seguridad, lo que maximiza la seguridad del cuidador y del paciente. Después de la activación, un estabilizador de aguja única fija firmemente la aguja en su lugar.

## INDICACIONES DE USO NIO Adulto (REF)NIO-A)

El NIO está pensado para proporcionar acceso intraóseo en la tibia proximal y como una alternativa al acceso IV durante situaciones de emergencia. El dispositivo está indicado para el uso en pacientes adultos únicamente. El NIO está indicado para proporcionar acceso intraóseo como alternativa al acceso IV durante una emergencia. El acceso IO en la cabeza humeral está indicada cuando se requiere un fluido rápido o resucitación farmacológica y un acceso intravenoso es imposible. Este dispositivo es para uso únicamente en pacientes adultos.

**RECOMENDACIONES** • Profundidad de penetración recomendada para la tibia proximal o la cabeza del húmero: 2,5 cm.

• Reevalúa el sitio de IO inmediatamente después del paso 8 (confirme la ubicación de la aguja). Es recomendable comprobar frecuentemente la extremidad, cada diez minutos durante la primera media hora o un poco más, después de comenzar a administrar el medicamento.

• Use una bolsa de presión para tasas óptimas de infusión.

• Continúe comprobando la extremidad por posibles complicaciones en las bases regulares, especialmente pre y post infusión. Antes de la administración del medicamento, la aguja IO deberá ser debidamente verificada para su colocación y permeabilidad comprobando que la aguja está estable en el hueso. Una ultrasonografía Doppler in situ, será de gran ayuda para verificar la colocación y flujo de IO.

• Para pacientes conscientes, considere la anestesia local como la lidocaina, según sus protocolos/ políticas.

• Después de la inyección IO en la cabeza del húmero, y para prevenir la extracción accidental del dispositivo, inmovilice el brazo del paciente.

• El catéter intraóseo deberá ser retirado dentro de las siguientes 24 horas (dependiendo del protocolo local). Las agujas deberán ser retiradas tan pronto como el acceso permanente a la vena sea establecido.

• Mantenga a su alcance una reserva de suministros para los dispositivos médicos críticos siempre que sea posible.

**ADVERTENCIAS** • No dirija el NIO hacia el espacio de la articulación o placa epifisaria. • Detenga la perfusión si aparece algún signo de infiltración, incluyendo inflamación del tejido adyacente al sitio de inserción. • El NIO contiene piezas afiladas que deben eliminarse en un recipiente apropiado para la eliminación de residuos médicos con riesgo biológico. • El uso del NIO está restringido a practicantes, enfermeros, paramédicos y médicos especializados y autorizados que han sido capacitados para el uso de este dispositivo. • Precaución: este aparato es para ser utilizado bajo la orden de y por un médico especialista o practicante autorizado. Solo Rx • No utilice el equipo si el envase está dañado. • Este dispositivo no debe ser reutilizado ni re-esterilizado. La reutilización de este dispositivo desechable puede causar infección, falla mecánica o daños al operador y/o al paciente. • Cuando se utiliza cualquier dispositivo intraóseo, existe la posibilidad de que ocurra una embolia gaseosa. • Las agujas metálicas no son compatibles con la RMN. • Las agujas metálicas pueden causar artefactos de tomografía (TDM). • L' utilisation sans danger du NIO chez les patients atteints d'ostéoporose, ostéoprotérose, maladie d'Osgood-Schatter ou d'autre pathologie de la tête de l'humérus ou de la tête de la tibia. • El uso seguro de la NIO en pacientes con osteopetrosis, osteopetrosis, enfermedad de Osgood-Schatter, u otra patología ósea tibial o deformidad no se ha probado. Estas condiciones pueden hacer perder los puntos de referencia de la tibia.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS** • El dispositivo NIO debe almacenarse a temperatura ambiente. • Las cajas deben manejarse con cuidado en la sala de almacenamiento.

**CONTRAINDICACIONES** Detenga el uso del dispositivo si ocurre cualquiera de los siguientes diagnósticos o eventos: • Infección de la piel en el sitio de punción • Tumación • Anomalías de la resistencia ósea (por ejemplo, osteogénesis imperfecta, osteopetrosis, osteopetrosis) • Enfermedad de Osgood-Schlatter • Deformación del sitio de inserción • Inserción intraósea previa/fallo en el mismo hueso dentro de las últimas 48 horas • Procedimientos ortopédicos previos cerca del sitio de inserción • Fractura ósea en la misma extremidad o en el hueso seleccionado para la inserción • Incapacidad para localizar puntos de referencia anatómicos o tejido excesivo.

## FRANÇAIS

1. Portez toujours une paire de gants lors de la procédure d'insertion. Ouvrez l'emballage et retirez le NIO. Assurez-vous que le NIO est exempt de pièces d'emballage. Jetez les résidus si nécessaire.

2. Sélectionnez l'un des sites d'insertion suivants:

**2A. Site primaire pour la insertion intra-ossée: Tibia proximal**  
Aproximadamente a 1 pulgada o 2 cm de la zona medial y 1/2 pulgada ó 1 cm proximalmente a la tuberosidad tibial.

**2B. Site secundaire pour la insertion intra-ossée : Cabeza del húmero**

Acerca la mano del paciente a su cuerpo y localizar la tuberosidad mayor al lado de la cabeza del húmero.

NOTA: Para prevenir la extracción accidental del dispositivo, inmovilice el brazo del paciente cuando el procedimiento se complete.

3. Desinfecte la piel en el sitio de la inserción siguiendo los protocolos institucionales. Tenga en cuenta que este es un procedimiento a dos manos. Coloque su mano no dominante en los puntos texturizados situados en la parte inferior del NIO y positione el NIO en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel en el sitio de la inserción. La mano no dominante debe mantener esta posición durante todo este procedimiento.

4. Desbloquee el NIO girando el pulsador del émbolo 90 grados en cualquier dirección.

5. Coloque la palma de su mano dominante sobre el pulsador del émbolo. Presione el dispositivo contra la piel del paciente y mantenga la presión hacia abajo. Mientras presiona hacia abajo sobre el pulsador del émbolo, tire de los rebordes de sujeción de la jeringa hacia arriba. Esta acción hace que el dispositivo se active.

6. Tire suavemente del NIO hacia arriba con un movimiento de rotación mientras sujetla la base del estabilizador de la aguja contra el sitio de inserción.

7. Mientras sostiene el estabilizador de la aguja y la cánula en su lugar, retire el estilete tirando hacia arriba(puede ser necesario rotarlo). La ranura en el extremo distal del NIO puede utilizarse para ayudar a retirar el estilete de la cánula. Coloque el estilete en el contenedor de riesgo biológico apropiado.

8. Conecte una jeringa y confirme el ajuste seguro. Si lo desea, aspire médula ósea. Siempre confirme la colocación correcta de la aguja mediante el lavado con hasta 20 cc de líquido o según su protocolo. Se recomienda utilizar la fijación NIO para fijar el estabilizador NIO. (A) Conecte un sistema estándar para infusión(B). Cubra el sitio de inserción con un vendaje occlusivo estéril.

9. Instrucciones para quitar el dispositivo: Extraiga el estabilizador de la aguja y la cánula girando y tirando verticalmente. Deseche los componentes retirados en un contenedor de riesgo biológico apropiado. Cubra el sitio de inserción con un vendaje occlusivo estéril.

**DISEÑO DEL NIO** El NIO es un dispositivo IO semi-automático, de uso único, accionado por resorte, con doble mecanismo de seguridad, lo que maximiza la seguridad del cuidador y del paciente. Después de la activación, un estabilizador de aguja única fija firmemente la aguja en su lugar.

## INDICACIONES DE USO NIO Adulto (REF)NIO-A)

El NIO está pensado para proporcionar acceso intraóseo en la tibia proximal, como una alternativa al acceso IV durante situaciones de emergencia. El dispositivo está indicado para el uso en pacientes adultos únicamente. El NIO está indicado para proporcionar acceso intraóseo como alternativa al acceso IV durante una emergencia. El acceso IO en la cabeza humeral está indicada cuando se requiere un fluido rápido o resucitación farmacológica y un acceso intravenoso es imposible. Este dispositivo es para uso únicamente en pacientes adultos.

**RECOMENDACIONES** • Profundidad de penetración recomendada para la tibia proximal o la cabeza del húmero: 2,5 cm.

• Reevalúa el sitio de IO inmediatamente después del paso 8 (confirme la ubicación de la aguja). Es recomendable comprobar frecuentemente la extremidad, cada diez minutos durante la primera media hora o un poco más, después de comenzar a administrar el medicamento.

• Use una bolsa de presión para tasas óptimas de infusión.

• Continúe comprobando la extremidad por posibles complicaciones en las bases regulares, especialmente pre y post infusión. Antes de la administración del medicamento, la aguja IO deberá ser debidamente verificada para su colocación y permeabilidad comprobando que la aguja está estable en el hueso. Una ultrasonografía Doppler in situ, será de gran ayuda para verificar la colocación y flujo de IO.

• Para pacientes conscientes, considere la anestesia local como la lidocaina, según sus protocolos/ políticas.

• Después de la inyección IO en la cabeza del húmero, y para prevenir la extracción accidental del dispositivo, inmovilice el brazo del paciente.

• El catéter intraóseo deberá ser retirado dentro de las siguientes 24 horas (dependiendo del protocolo local). Las agujas deberán ser retiradas tan pronto como el acceso permanente a la vena sea establecido.

• Mantenga a su alcance una reserva de suministros para los dispositivos médicos críticos siempre que sea posible.

**ADVERTENCIAS** • No dirija el NIO hacia el espacio de la articulación o placa epifisaria. • Detenga la perfusión si aparece algún signo de infiltración, incluyendo inflamación del tejido adyacente al sitio de inserción. • El NIO contiene piezas afiladas que deben eliminarse en un recipiente apropiado para la eliminación de residuos médicos con riesgo biológico. • El uso del NIO está restringido a practicantes, enfermeros, paramédicos y médicos especializados y autorizados que han sido capacitados para el uso de este dispositivo. • Precaución: este aparato es para ser utilizado bajo la orden de y por un médico especialista o practicante autorizado. Solo Rx • No utilice el equipo si el envase está dañado. • Este dispositivo no debe ser reutilizado ni re-esterilizado. La reutilización de este dispositivo desechable puede causar infección, falla mecánica o daños al operador y/o al paciente. • Cuando se utiliza cualquier dispositivo intraóseo, existe la posibilidad de que ocurra una embolia gaseosa. • Las agujas metálicas no son compatibles con la RMN. • Las agujas metálicas pueden causar artefactos de tomografía (TDM). • L' utilisation sans danger du NIO chez les patients atteints d'ostéoporose, ostéoprotérose, maladie d'Osgood-Schatter ou d'autre pathologie de la tête de l'humérus ou de la tête de la tibia. • El uso seguro de la NIO en pacientes con osteopetrosis, osteopetrosis, enfermedad de Osgood-Schatter, u otra patología ósea tibial o deformidad no se ha probado. Estas condiciones pueden hacer perder los puntos de referencia de la tibia.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS** • El dispositivo NIO debe almacenarse a temperatura ambiente. • Las cajas deben manejarse con cuidado en la sala de almacenamiento.

**CONTRAINDICACIONES** Detenga el uso del dispositivo si ocurre cualquiera de los siguientes diagnósticos o eventos: • Infección de la piel en el sitio de punción • Tumación • Anomalías de la resistencia ósea (por ejemplo, osteogénesis imperfecta, osteopetrosis, osteopetrosis) • Enfermedad de Osgood-Schlatter • Deformación del sitio de inserción • Inserción intraósea previa/fallo en el mismo hueso dentro de las últimas 48 horas • Procedimientos ortopédicos previos cerca del sitio de inserción • Fractura ósea en la misma extremidad o en el hueso seleccionado para la inserción • Incapacidad para localizar puntos de referencia anatómicos o tejido excesivo.

## PORTUGUES

1. Use sempre luvas durante o procedimento de inserção. Ouvrez l'emballage et retirez le NIO. Certifiez-se de que o NIO está exempt de pièces d'emballage. Jetez os résidus si nécessaire.

2. Selectionne um dos seguintes locais de punção:

**2A. Site primaire pour la insertion intra-ossée: Tibia proximal**  
Environ 2 cm (1 pouce) dans le sens médial et 1 cm (1,5 pouce) dans le sens proximal à la tubérosité tibiale.

**2B. Site secondaire pour la insertion intra-ossée : Tête humérale**

Adduzca a mão do paciente e localize o maior tubérculo próximo à cabeça do húmero.

NOTA: Para evitar o retrai accidental do agulha, immobilize o braço do paciente apóis o procedimento.

3. Desinfete a pele no site d'insertion seguindo os protocolos locaux. A notar qu' il s'agit d'une procédure necessitant les deux mains. Placez votre main non dominante sur les gâchettes latérales situées sur la partie inférieure do NIO e positionne o-a um ângulo de 90 graus em relação à pele no local da punção. A mão não dominante deve manter esta posição durante este procedimento.

4. Destrua o NIO girando o botão do cilindro 90° em qualquer direção.

5. Coloque a palma da sua mão dominante sobre o pulsador do émbolo. Pressione o dispositivo contra a pele do paciente e mantenha a pressão para baixo. Enquanto pressiona o aparelho para baixo, puxe as asas do gatilho para cima. Esta ação irá ativar o dispositivo.

6. Puxe suavemente o NIO para cima com um movimento de rotação, enquanto a base do estabilizador da aguja contra o local de inserção.

7. Mantendo o estabilizador da aguja e a cânula no lugar, retire o estilete puxando-o para cima (use um movimento de torção do estilete, se necessário). O entalhe na forma de risco de serre ao bocal do estilete do NIO pode ser usado para ajudar a retirar o estilete da cânula. Coloque o estilete num recipiente adequado para lixo biológico.

8. Conecte uma seringa e confirme o funcionamento da agulha aspirando algumas cc de medula óssea. Confirme sempre o sucesso da colocação da agulha descartando até 20 cc de líquido ou conforme o protocolo em vigor. É recomendável usar adesivo de fixação NIO para fixar o estabilizador NIO. (A) Conecte qualquer sistema padrão de infusão (B) Cubra o local de inserção com uma gaze esterilizada.

9. Instruções para tirar o dispositivo: Retire o estabilizador da aguja e a cânula tirando-a para cima (pode ser necessário rotar). A ranura na extremidade distal do NIO pode ser usada para ajudar a retirar o estilete da cânula. Coloque o estilete num recipiente adequado para lixo biológico.

10. Conecte uma seringa e confirme o funcionamento da agulha aspirando algumas cc de medula óssea. Confirme sempre a colocação correcta da agulha mediante o lavado com até 20 cc de líquido ou conforme o protocolo. Se recomenda utilizar a fixação NIO para fixar o estabilizador NIO. (A) Conecte um sistema standard para infusão (B) Cubra o local de inserção com um vendaje occlusivo estéril.

11. Instruções para tirar o dispositivo: Retire o estabilizador da aguja e a cânula girando e tirando verticalmente. Despeje os componentes removidos em um recipiente de lixo biológico apropriado. Cubra o local de inserção com um vendaje occlusivo estéril.

**DISEÑO DO NIO** O NIO é um dispositivo IO semi-automático, de uso único, accionado por resorte, com mecanismo de segurança dupla, que maximiza a segurança do cuidador e do paciente. Depois da activação, um estabilizador de agulha sólida fixa firmemente a agulha no seu lugar.

## INDICAÇÕES DE USO NIO Adulto (REF)NIO-A)

O NIO destina-se a fornecer acesso intraóseo na tíbia proximal, como alternativa ao acesso IV, durante emergências. O dispositivo destina-se exclusivamente a utilização em pacientes adultos. O NIO é indicado para proporcionar acesso intraóseo como alternativa ao acesso IV durante uma emergência. O acesso IO na cabeça humeral é indicado quando se requer um fluido rápido ou resuscitação farmacológica e um acesso intravenoso é impossível. Este dispositivo é para uso único em pacientes adultos.

**RECOMENDAÇÕES** • Profundidade de penetração recomendada para a Tibia proximal ou a Cabeça do Humero: 2,5 cm.

• Reavaluar o local de IO imediatamente depois do passo 8 (confirme a colocação da agulha). É recomendável comprovar frequentemente a extremidade, cada dez minutos durante a primeira meia hora ou mais após o inicio da administração de medicamentos.