



focus-on-patients

corpuls cpr



Produktkatalog



Product Catalogue

July 2016, Version B

Inhalt/Content

Basiskonfiguration Grundgerät Device in basic configuration	3
Zubehör Grundgerät Accessories for device in basic configuration	5
Quadboard	5
Recboard	7
Zubehör Stromversorgung/Halterungen Accessories for power supply/mountings	10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
Basiskonfiguration Grundgerät Device in basic configuration		
09100	Arm corpuls cpr ➔ Grundgerät für die mechanische Herzdruckmassage. Verwendung nur in Verbindung mit: • Stempel corpuls cpr ◦ Erwachsener - Größe L/XL (Art. Nr. 09100.1) ◦ Erwachsener - Größe S/M (Art. Nr. 09100.2) • Akku corpuls cpr (Art. Nr. 09120) • Quadboard (Art. Nr. 09300) oder Recboard (Art. Nr. 09301) • SD®-Karte (Art. Nr. 05126.4) Arm corpuls cpr ➔ Basic device for mechanic chest compressions. Use only in connection with: • Stamp corpuls cpr ◦ Adult - Size L/XL (Part Nr. 09100.1) ◦ Adult - Size S/M (Part Nr. 09100.2) • Battery corpuls cpr (Part Nr. 09120) • Quadboard (Part Nr. 09300) or Recboard (Part Nr. 09301) • SD® card (Part Nr. 05126.4)	
09100.1	Stempel corpuls cpr (Erwachsener - Größe L/XL) ➔ Wiederverwendbarer Druckstempel für die Herzdruckmassage von Erwachsenen mit normaler Thoraxhöhe. Empfehlung: je zwei Stempel corpuls cpr der Größen L/XL und S/M mitführen. Stamp corpuls cpr (Adult - Size L/XL) ➔ Re-usable compression stamp for chest compressions on adults with normal thorax height. Recommended: Always carry two stamps corpuls cpr each size (Adult - L/XL and S/M).	
09100.2	Stempel corpuls cpr (Erwachsener - Größe S/M) ➔ Wiederverwendbarer Druckstempel für die Herzdruckmassage von Erwachsenen mit geringer Thoraxhöhe. Empfehlung: je zwei Stempel corpuls cpr der Größen L/XL und S/M mitführen. Stamp corpuls cpr (Adult - Size S/M) ➔ Re-usable compression stamp for chest compressions on adults with low thorax height. Recommended: Always carry two stamps corpuls cpr each size (Adult - L/XL and S/M).	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
09120	Akku corpuls cpr (LiPo) ➤ Leistungsstarker Akku für das corpuls cpr mit Ladestandanzeige. Der Akku kann einfach und schnell während des Einsatzes gewechselt werden. Empfehlung: Immer einen zweiten, voll geladenen Ersatzakku mitführen.	
	Battery corpuls cpr (LiPo) ➤ High-performance battery for the corpuls cpr with state of charge display. Quick and easy battery change also during the mission. Recommended: Always carry a second fully charged replacement battery.	
05126.4	SD®-Karte (4 GB) ➤ Die SD®-Karte ermöglicht die folgenden Funktionen: • Speicherung der Einsatzdaten • Übergabe der Einsatzdaten an die PC-Software corView2 Standard • Einspielen von Softwareupdates	
	SD® card (4 GB) ➤ The SD® card enables the following functions: • Storing the mission data • Transmission of mission data to the PC software corView2 standard • Performing software updates	
97031	corView2 Standard PC ab SW-Version 1.7.2 ➤ Die auf der SD®-Karte gespeicherten Daten können mit der PC-Software corView2 Standard eingesehen, weiterbearbeitet und ausgewertet werden.	
	corView2 standard PC from SW version 1.7.2 ➤ The mission data stored on the SD® card can be viewed, processed and evaluated with the PC software corView2 standard.	
09130.01	Gebrauchsanweisung corpuls cpr DEU	
09130.02	User manual corpuls cpr ENG	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
Zubehör Grundgerät Accessories for device in basic configuration		
Quadboard		
09300	Quadboard ☞ Röntgentransparentes Therapieboard für den innerklinischen Einsatz. Das Quadboard dient als Aufnahme für den Arm corpuls cpr. Quadboard ☞ X-ray transparent therapy board for intra-hospital use. The Quadboard serves as socket for the arm corpuls cpr.	
09121.1	Tragetasche/Rucksack für Arm corpuls cpr und Quadboard/Recboard (ohne Rucksackgurte) ☞ Tragetasche/Rucksack zur Aufbewahrung und zum Transport von: • Arm corpuls cpr (Art. Nr. 09100), inkl. Akku • Stempel corpuls cpr ◦ 2x Erwachsener - Größe L/XL (Art. Nr. 09100.1) ◦ 2x Erwachsener - Größe S/M (Art. Nr. 09100.2) • Ersatzakku corpuls cpr (Art. Nr. 09120) • Netzteil corpuls cpr (Art. Nr. 09501.1503), inkl. Netzkabel • Gurtsystem corpuls cpr (Art. Nr. 09221.1) • Quadboard (Art. Nr. 09300) oder Recboard (09301) Im Lieferumfang nicht enthalten: • Rucksackgurte für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09123.1) • Tragegurt für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09123.2) Bag/Backpack for arm corpuls cpr and Quadboard/Recboard (without backpack straps) ☞ Bag/Backpack for storage and transport of: • Arm corpuls cpr (Part Nr. 09100), incl. battery • Stamp corpuls cpr ◦ 2x Adult - Size L/XL (Part Nr. 09100.1) ◦ 2x Adult - Size S/M (Part Nr. 09100.2) • Replacement battery corpuls cpr (09120) • AC adapter corpuls cpr (Part Nr. 09501.1503), incl. line cord • Straps corpuls cpr (Part Nr. 09221.1) • Quadboard (Part Nr. 09300) or Recboard (Part Nr. 09301) Not included: • Backpack straps for Bag/Backpack (Part Nr. 09123.1) • Shoulder strap for Bag/Backpack (Part Nr. 09123.2)	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
09123.1	Rucksackgurte für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09121.1)	
	Backpack straps for Bag/Backpack (Part Nr. 09121.1)	
09123.2	Tragegurt für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09121.1)	
	Shoulder strap for Bag/Backpack (Part Nr. 09121.1)	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
Recboard		
09301	Recboard ➤ Robustes und röntgentransparentes Therapieboard für den präklinischen Einsatz. Das Recboard dient als Aufnahme für den Arm corpuls cpr. Zum Patiententransport wird das Recboard mit den Befestigungsgurten Recboard (Art. Nr. 09301.1) an Fahrtragen und Spineboards befestigt.	
	Recboard ➤ Rugged and X-ray transparent therapy board for pre-hospital use. The Recboard serves as socket for the arm corpuls cpr. For patient transport the Recboard is fixed to stretchers or spineboards with the fixation straps Recboard (09301.1).	
09301.1	Befestigungsgurte Recboard (4 Stk. benötigt) ➤ Befestigungsgurte mit magnetischer Verriegelung, um das Recboard (Art. Nr. 09301) an einer Fahrtrage oder einem Spineboard zu befestigen.	
	Fixation straps Recboard (4 pcs required) ➤ Fixation straps with magnetic locks to fix the Recboard (Part Nr. 09301) on a stretcher or a spineboard.	
09301.2	Recboard Ring ➤ Ring zur Fixierung des Patienten auf dem Recboard (Art. Nr. 09301). Der Ring kann mit Hilfe der 4 Befestigungsgurte des Recboards (Art. Nr.09301.1) mit dem Recboard verbunden werden. Geeignet für den Patiententransport mit einem Tragetuch um ein Verrutschen des Patienten gegenüber dem Thoraxkompressionsgerät zu verhindern.	
	Recboard Ring ➤ Ring, used to fixate the patient on the Recboard (Art. Nr. 09301). Ring can be connected to the Recboard with the 4 fixation straps (Art. Nr.09301.1). Suitable for patient transport by sling, prevents that the patient slips out of position for the chest compression device.	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
09121.1	Tragetasche/Rucksack für Arm corpuls cpr und Quadboard/Recboard (ohne Rucksackgurte) ☞ Tragetasche/Rucksack zur Aufbewahrung und zum Transport von: • Arm corpuls cpr (Art. Nr. 09100), inkl. Akku • Stempel corpuls cpr ◦ 2x Erwachsener - Größe L/XL (Art. Nr. 09100.1) ◦ 2x Erwachsener - Größe S/M (Art. Nr. 09100.2) • Ersatzakku corpuls cpr (Art. Nr. 09120) • Netzteil corpuls cpr (Art. Nr. 09501.1503), inkl. Netzkabel • Gurtsystem corpuls cpr (Art. Nr. 09221.1) • Quadboard (Art. Nr. 09300) oder Recboard (09301) Im Lieferumfang nicht enthalten: • Rucksackgurte für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09123.1) • Tragegurt für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09123.2)	
	Bag/Backpack for Arm corpuls cpr and Quadboard/Recboard (without backpack straps) ☞ Bag/Backpack for storage and transport of: • Arm corpuls cpr (Part Nr. 09100), incl. battery • Stamp corpuls cpr ◦ 2x Adult - Size L/XL (Part Nr. 09100.1) ◦ 2x Adult - Size S/M (Part Nr. 09100.2) • Replacement battery corpuls cpr (Part Nr. 09120) • AC adapter corpuls cpr (Part Nr. 09501.1503), incl. line cord • Straps corpuls cpr (Part Nr. 09221.1) • Quadboard (Part Nr. 09300) or Recboard (Part Nr. 09301) Not included: • Backpack straps for Bag/Backpack (Part Nr. 09123.1) • Shoulder strap for Bag/Backpack (Part Nr. 09123.2)	
09123.1	Rucksackgurte für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09121.1)	
	Backpack straps for Bag/Backpack (Part Nr. 09121.1)	
09123.2	Tragegurt für Tragetasche/Rucksack (Art. Nr. 09121.1)	
	Shoulder strap for Bag/Backpack (Part. Nr. 09121.1)	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
09221.1	Gurtsystem corpuls cpr ➤ Leicht zu reinigendes Gurtsystem, zur Fixierung des Patienten bei laufender Therapie mit dem corpuls cpr auf einer Fahrtrage oder einem Spineboard. Optional ergänzbar mit Handschlaufen für Gurtsystem corpuls cpr (Art. Nr. 09221.2).	
	Straps corpuls cpr ➤ Easy-to-clean straps, used to fixate the patient during therapy with the corpuls cpr on a stretcher or a spineboard. Optional supplementable with hand loops for corpuls cpr straps (Part Nr. 09221.2)	
09221.2	Handschlaufen für Gurtsystem corpuls cpr (Art. Nr. 09221.1) ➤ Leicht zu reinigende Handschlaufen, zur Fixierung der Hände des Patienten am Gurtsystem corpuls cpr (Art. Nr. 09221.1). Verwendung nur in Verbindung mit Gurtsystem corpuls cpr (Art. Nr. 09221.1)	
	Hand loops for corpuls cpr straps (Part Nr. 09221.1) ➤ Easy-to-clean hand loops, used to fixate the hands of the patient to the straps corpuls cpr (Part Nr. 09221.1). Use only in connection with straps corpuls cpr (Part Nr. 09221.1.)	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
Zubehör Stromversorgung/Halterungen Accessories for power supply/mountings		
09120	Akku corpuls cpr (LiPo) ➤ Leistungsstarker Akku für das corpuls cpr mit Ladestandsanzeige. Der Akku kann einfach und schnell während des Einsatzes gewechselt werden. Empfehlung: Immer einen zweiten, voll geladenen Ersatzakku mitführen.	
	Battery corpuls cpr (LiPo) ➤ High-performance battery for the corpuls cpr with state of charge display. Quick and easy battery change also during the mission. Recommended: Always carry a second fully charged replacement battery.	
09501.1503	Netzteil corpuls cpr mit RoPD (100-250 V AC) ➤ Netzteil für die Energieversorgung des corpuls cpr mit Netzspannung (100-250 V AC). Das Aufladen des Akkus ist auch während einer typischen Therapie mit dem corpuls cpr möglich.	
	AC adapter with RoPD (100-250 V AC) ➤ AC adapter for supplying the corpuls cpr with mains power (100-250 V AC). Charging the battery is possible also during therapy with the corpuls cpr .	
04520.10	Netzkabel 1,8 m mit Schukostecker für Netzteil ➤ Netzkabel mit Schukostecker für Netzteil corpuls cpr (Art. Nr. 09501.1503)	
	Line cord 1.8 m with bent shock-proof plug for AC adapter ➤ Line cord with power connector for AC adapter corpuls cpr (Part Nr. 09501.1503)	
04520.20	Netzkabel 1,8 m mit US-Stecker für Netzteil ➤ Netzkabel mit US-Stecker für Netzteil corpuls cpr (Art.Nr. 09501.1503)	
	Line cord 1.8 m with U.S. pwr-coupler for AC adapter ➤ Line cord with US-plug for AC adapter corpuls cpr (Part Nr. 09501.1503)	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild des Artikels
Part Nr.	Description	Picture of single part
04520.31	Netzkabel 2,5 m mit GB-Stecker für Netzteil (Artikel Nr. 09501.1503) ➤ Netzkabel mit GB-Stecker für Netzteil corpuls cpr (Art. Nr. 09501.1503)	
	Line cord 2.5 m bent GB-plug for AC adapter ➤ Line cord with GB-plug for AC adapter corpuls cpr (Part Nr. 09501.1503)	
09521	12 V-Bordnetzkabel corpuls cpr (12 V-Standardstecker/RoPD-Stecker), 2,0m ➤ 12 V Bordnetz-kabel um das corpuls cpr über eine Standardbuchse 12 V (nach DIN EN ISO 4165) zu versorgen und den Akku corpuls cpr aufzuladen.	
	12 V on-board supply cable corpuls cpr (12 V on-board plug/RoPD), 2.0m ➤ 12 V on-board supply cable for supplying power to the corpuls cpr via a 12 V standard socket (pursuant to DIN EN ISO 4165) and to charge the battery corpuls cpr .	
09522	12 V-Bordnetzkabel corpuls cpr (beidseitig RoPD-Stecker), 2,0m ➤ 12 V Bordnetz-kabel um das corpuls cpr über eine RoPD-Buchse 12 V zu versorgen und den Akku corpuls cpr aufzuladen.	
	12V on-board supply cable corpuls cpr with 2 RoPD, 2.0m ➤ 12 V on-board supply cable for supplying power to the corpuls cpr via a 12 V RoPD socket and to charge the battery corpuls cpr .	

corpuls cpr